

ТОРИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ 2013

Линза	Производитель	Тип линз	Режим ношения	Срок замены	Материал	%H ₂ O	Dk	Dk/t	Упаковка	УФ-защита
1-Day Acuvue Moist for Astigmatism	JOHNSON & JOHNSON /США/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 1 день	Этафилкон А	58	21,4	23,7	30 шт.	УФ-защита
Acuvue Oasys for Astigmatism	JOHNSON & JOHNSON /США/	Торические контактные линзы	Дневной, пролонгированное ношение	Дневной: замена через 2 недели; пролонгированное ношение: замена через 1 неделю	Сенофилкон А, силикон-гидрогель	38	103	129	6 шт.	УФ-защита
AIR OPTIX for Astigmatism	ALCON /США/	Торические контактные линзы	Дневной;	Замена через 1 мес.	Лотрафилкон В, силикон-гидрогель	33	110	108	6 шт.	-
bioclear Toric	SAUFLON /АНГЛИЯ/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 1 мес.	Филкон IV + AquAtract	55	21	20	3 шт., 6 шт.	УФ-защита
Biofinity Toric	COOPERVISION /США/	Торические контактные линзы	Дневной, гибкий	Замена через 1 мес.	Комфилкон А, силикон-гидрогель	48	128	116	3 шт.	-
Biomedics Toric UV	COOPERVISION /США/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 1 мес.	Окуфилкон D	55	19,7	17,8	6 шт.	-
Clariti 1 day toric	SAUFLON /АНГЛИЯ/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 1 день	Филкон II 3, силикон-гидрогель	56	-	57	30 шт.	УФ-защита
Clariti toric	SAUFLON /АНГЛИЯ/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 1 мес.	Филкон II 3, силикон-гидрогель	58	60	57	3 шт., 6 шт.	УФ-защита
Clear 1-day Toric	CLEARLAB /АНГЛИЯ/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 1 день	Хайоксифилкон	58	19,85	25,3	30 шт.	-
Focus Dailies Toric	ALCON /США/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 1 день	Нелфилкон А	69	26	26	30 шт.	-
Frequency 55 Toric	COOPERVISION /США/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 1 мес.	Метафилкон В	55	17	19	6 шт.	-
OKVision Prima Bio	KONTAKT LENS /ИТАЛИЯ/	Торические контактные линзы	Дневной, гибкий	Замена через 1 мес.	Хайоксифилкон А	55	22,5	34,	1 шт., 6 шт.	УФ-защита
PremiO Toric	MENICON /ЯПОНИЯ/	Торические контактные линзы	Дневной, гибкий, пролонгированный	Замена через 2 недели	Асмофилкон А, силикон-гидрогель	40	129	161	6 шт.	-
Proclear Toric	COOPERVISION /США/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 1 мес.	Омафилкон А	62	27	24,5	6 шт.	-
Proclear Toric XR	COOPERVISION /США/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 1 мес.	Омафилкон А	59	25	23	6 шт.	-
PureVision 2 HD for Astigmatism	BAUSCH + LOMB /США/	Торические контактные линзы	Дневной, гибкий, пролонгированный; непрерывный до 30 суток	Замена через 1 мес.	Балафилкон А, силикон-гидрогель	36	-	101	3 шт.	-
SofLens Toric	BAUSCH + LOMB /США/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 1 мес.	Альфафилкон А	66	32	16,4	6 шт.	-
Weflex Toric Advance	WOEHLK /ГЕРМАНИЯ/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 12 мес.	Полиалкилметакрилат NVP	55	23	23	Флакон	-
Zeiss Contact Day 30 compatic toric	WOEHLK /ГЕРМАНИЯ/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 1 мес.	Витафилкон А	54	20	22	6 шт.	-
Zeiss Contact Day 30 Mediterranee toric	WOEHLK /ГЕРМАНИЯ/	Торические контактные линзы	Дневной	Замена через 1 мес.	Окуфилкон F	55	19	-	6 шт.	-